

湘仪 低速台式离心机

型号	主机参数	技术特点
L-530	最高转速: 5300rpm 最大相对离心力 5010g 最大容量: 4×250ml 温度设定范围: 常温 外形尺寸: 560×470×380 mm	◆ 微机控制、触摸面板、数显、直流无刷电机、无碳粉污染, 多种管架, 方便用户选用。 ◆ 具有电子门锁, 提高操作安全性 ◆ 自动计算 RCF 值、具有自动平衡功能 ◆ 数码管显示 LED 或大屏幕液晶显示 LCD (用户选配)
L-420 L-500	最高转速: 4200、5000、 最大相对离心力: 2760、4100g 最大容量: 12×20 ml 温度设定范围: 常温 外形尺寸: 400×320×245 mm 70×432×250 mm	◆ 新颖独特的全不锈钢水平转子 (国家专利) ◆ 多种不锈钢管架, 更换方便 ◆ 加/减速时间短, 加速时间小于 30s, 减速时间小于 35s ◆ 采用微机控制, 数码管显示, 无刷直流电机 ◆ 电子门锁、不锈钢内腔。 ◆ 设 RCF 建, 随时观察离心机, 运行中可任意修改参数。



湘仪 低速台式离心机转子信息:

适用 机型	转子	转子 类型	最高转速 rpm	最大相对 离心力 g	最大容量 ml	备注
L-530	NO. 1	水平 转子	5300	5010	4×50ml	PP 园底、尖底
			5300	5010	4×100ml	PP
	NO. 2		4200	3100	8×50ml	PP 园底、尖底
			4200	3100	8×100ml	PP
			4200	3100	32×15ml	G, PP, 尿沉渣管
					10ml 适配器	真空采血管/G
					7ml 适配器	
			4200	3100	72×5ml	G 放免管
			4200	3100	4×12×7/10ml	真空采血管/G
	NO. 3	酶标转子	4000	2200	2×2×96 孔	PP
	NO. 4	水平 转子	4200	3550	4×250m	250ml 平底离心瓶
					4×7×10ml 适配器	G
				4×10×7ml 适配器	真空采血管/G	
L-420	NO. 1	角转子	4200	2200	18×10ml、 12×20ml	任选一款
	NO. 2	水平转子	4200	2760	4×50ml	另购全不锈钢
		水平 转子	4200	2760	8×10ml	管架一套 600 元
					16×5ml	
L-500	NO. 1	角转子	4000	2580	24×10ml	另购
	NO. 2	水平 转子	5000	4100	12×15ml 24×5ml	另购

